



Schweizerisches Vitamininstitut
Route de la Corniche 1
1066 Epalinges – Schweiz
Tel. +41 (0)21 653 26 50
Fax +41 (0)21 653 26 52
www.swissvitamin.ch

1. Patient

Name :
Vorname:
Geschlecht :
Geburtsdatum :
Referenznummer:

2. Name und Adresse des Labors

Behandelnder Arzt

3. Proben

Entnahmedatum und Zeit :
Versanddatum:

4. Diagnose

Diagnose :

5. Bestimmung der Vitamine :

- | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------|---|---|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> A | <input type="checkbox"/> E | <input type="checkbox"/> B ₁ | <input type="checkbox"/> B ₁₂ | <input type="checkbox"/> Biotin (H) |
| | <input type="checkbox"/> D | <input type="checkbox"/> B ₂ | <input type="checkbox"/> Pantothensäure | <input type="checkbox"/> C |
| <input type="checkbox"/> β-Karotin | <input type="checkbox"/> K | <input type="checkbox"/> B ₆ | <input type="checkbox"/> Folsäure (B ₉) | <input type="checkbox"/> PP (Niacine) |

6. Allgemeine Auskünfte:

1. MENGEN

0.5 ml Serum oder Plasma für ein Vitamin
1.0 ml Serum oder Plasma für 2-5 Vitamine

Die Wahl des Gerinnungshemmers spielt keine Rolle

2. VERPACKUNG

- In unzerbrechlichen Röhrchen mit dichtem Verschluss
- Die lichtempfindlichen Vitamine A, β-Karotin, E, D, K und B₂ sind mit Aluminiumfolie einzuwickeln
- Mit Angabe des Namen des Patienten, Entnahmedatum und Referenznummer
- Dieses Formular leserlich ausfüllen und der Probe beilegen

3. VERSAND

- Probe sofort dem Institut zukommen lassen oder
- Tiefgefrieren und mit Trockeneis express versenden, **(unerlässlich für die Vitamin C Bestimmung)**

Sendungen am Freitag vermeiden
Mit bestem Dank für Ihre Bemühungen